

Az i-Ears elektromos fültisztító használata általában nagyon egyszerű.

Az ilyen típusú készülékek szívó vagy vibráló fejjel távolítják el a fülzsírt.

Az alábbi útmutató a legtöbb i-Ears típushoz megfelelő.

Használati útmutató:

1 Elem behelyezése

A készülék általában 1 db AAA elemmel működik.

Nyissa ki az elemtartót és helyezze be az elemet.

2 A fej felhelyezése

Tegye fel a szilikon vagy szívófejet a készülék elejére.

3 Bekapcsolás

Nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot.

Hallani fogja a motor működését.

4 Fültisztítás

Tartsa a készüléket vízszintesen.

Finoman helyezze a fül bejáratához (ne túl mélyre).

Mozgassa lassan előre-hátra, így a készülék felszívja a fülzsírt.

5 Kikapcsolás

Használat után kapcsolja ki a készüléket.

6 Tisztítás

Vegye le a fejet.

A szűrőt vagy fejet vízzel le lehet mosni.

A készülék többi részét ne tegye vízbe.

⚠ Fontos biztonsági tanácsok

Ne dugja túl mélyen a fülbe, mert megsértheti a hallójáratot.

Ha fáj a füle vagy sérült a dobhártya, ne használja.

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használják.

✓ Tipp: A fülzsír eltávolításához elég 1–2 perc fülenként.