

Oxigénes Ránctalanító készülék Használati útmutató

Figyelem:

Ne használja a készüléket, ha szívbetegsége van és pacemaker-e
Ne használja a készüléket, ha rosszindulatú daganata van
Ne használja a készüléket, ha terhes
Ne használja a készüléket, ha bőrbetegsége van
Ne használja a készüléket, ha vérzékeny

A használata egyszerű és csendes.

A szemre és szem környékére ne használja.

Elektronikus készülékektől legalább 10 cm-rel távolabb használja.

Használata:

1. Csatlakoztassa konnektorba a készüléket.
2. A 3 erősségű fokozatból válassza ki a megfelelőt a gomb tekerésével.
3. Első használatkor a leggyengébb fokozatot válassza ki és utána fokozatosan növelje a teljesítményt 3-5 percenként.