

Masszázsasztoly - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL!

Minden korosztály számára ajánlott, egyaránt kifejti jótékony hatását a test általános állapotára, valamint fokozza: a gyógyulási folyamatot, rugalmasságot, mozgástartományt, továbbá komfortos érzést kelt, ezáltal javítja az általános állapotot.

TÖLTÉS

- Első használat előtt teljesen töltsse fel a készüléket 6 órán keresztül.
- Töltéshez csatlakoztassa az adapter DC végét az akkumulátortöltő csatlakozójához és dugja be az adapter AC végét a fali aljzatba.
- Az akkumulátor bármikor feltölthető, a töltöttségi állapottól függetlenül.
- Nem ajánlott teljesen lemeríteni a készüléket (ezt egy piros LED jelzi)

HASZNÁLAT

- Nyomja meg a POWER gombot egyszer az első erősségi fokozat eléréséhez.

A POWER gomb ismételt megnyomásával növelheti az erősséget a készüléken. az utolsó sebesség fokozat elérése utáni gombnyomáskor a készülék kikapcsol.

- Nyomással illesse be az applikátort. Kihúzással távolítsa el az applikátort.
- A megfelelő erősséget a kezelt területnek megfelelően állítsa be.

FENNTARTÁS, TISZTÍTÁS, TÁROLÁS

- enyhén nedves ronggyal törölje át, majd egy szárazzal

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne tegye vízbe. Tartsa távol folyadéktól vagy hőforrástól. Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat a portól és törmeléktől.
- Ne távolítsa el a csavarokat és ne próbálja szétszerelni.
- Ne használja folyamatosan egy óránál hosszabb ideig. Hagyja pihenni a gépet kb. 30 percig mielőtt újra használná.
- Használat előtt csatlakoztassa le a csatlakozót töltőről.
- Kizárólag felnőttek használhatják. Ne használja, ha az eszközsérült. Betegség esetén konzultáljon orvosával mielőtt használná a terméket.

SPECIFIKÁCIÓK AC töltő:

110-240V 50/60Hz 7A-24VDC – 1A

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FIGYELEM: AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS, TÚZ, SZEMÉLYES SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBIK SZERINT HASZNÁLJA A TERMÉKET

- Kizárólag felnőttek használják
- Kizárólag száraz, tiszta testfelületen alkalmazzák ruhán keresztül, enyhe nyomást kifejtve és régióként kb. 60 másodpercig alkalmazva.
- Kizárólag lágyszöveten alkalmazza a készüléket a panaszoknak megfelelően fájdalom vagy diszkomfort érzés okozása nélkül. Ne használja kemény csontos területen pl. koponyán.
- A lehető leghatékonyabb hatás elérése érdekében használja az applikátort.
- Kisebb zúzódások előfordulhatnak függetlenül a beállítástól és az alkalmazott nyomási erősségtől. Gyakran ellenőrizze a kezelt területeket, és azonnal hagyja abba a kezelést fájdalom vagy diszkomfort érzés esetén
- Tartsa távol haját, ujjait vagy más testrészét az applikátor hátuljától a becsípődés veszélyének elkerülése végett.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőnyílásaira.

- Ne merítse vízbe a készüléket, vagy engedje hogy víz folyjon a szellőzőnyílásokba.
- Ne ejtse le a készüléket.
- Kizárólag a mellékelt töltővel töltsse fel a készüléket.
- Gondosan ellenőrizze a készüléket minden használat előtt.
- Ne károsítsa meg a készüléket és annak működését.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt működés vagy töltésközben.

KÉRJÜK NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET VAGY MÁS VIBRÁCIÓS KÉSZÜLÉKET AZ ORVOSA ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSA NÉLKÜL, HA AZ ALÁBBIAKBÓL VALAMELYIK FENN ÁLL ÖNNÉL: Terhesség, diabétesz szövődményekkel mint neuropátia (érzéktelenség) vagy retina sérülés, pacemaker viselése során, közelmúltban történt műtétek után, epilepszia vagy migrén, porckorongsérv, spondylolisthesis, spondylolysis, spondylosis, endoprotézis, méhen belüli spirál, fém csavar vagy lemez vagy bármilyen fém implantátum. Gyermek és mentálisan sérült egyének felnőtt jelenlétében használhatják ezt a vibrációs eszközt. A fent felsorolt kontraindikációk nem zárják ki az eszköz használatának lehetőségét, viszont orvossal való konzultáció kell hogy megelőzze. Jelenleg is folynak a kutatások annak érdekében hogy a fenti kontraindikációk listáját lerövidítsék. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a vibrációs kezelés terápiás tervbe való integrálása, számos esetben javallott. Kezelések végrehajtása előtt konzultáljon orvossal, specialistával, fizioterapeutával.